



FILTRO ANTIBATTERICO+BOCCAGLIO per Fukuda Sangjo

Dispositivo medico

Classe II A

Codice GEF (SKU) **33889**EAN / GTIN **8023279338898**Confezione **1**

FILTRO ANTIBATTERICO - BOCCAGLIO • Misura interna: Ø 2,5 cm • Misura esterna: Ø 2,7 cm
• Compatibilità con: Fukuda Sangjo Filtro monouso dalla forma anatomica, utile per prevenire contaminazioni batteriche e virali. Facile da utilizzare: da un lato si connette allo spirometro, dall'altro lato funge da bocchaglio. Adatto alla maggior parte degli spirometri e dispositivi. Confezionato singolarmente in busta trasparente. Produzione italiana.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

II A

CND

R049001

EAN / GTIN

8023279338898

CODICE GEF

33889

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697