



BOCCAGLIO per SENSORMEDICS, MICROCARD

Dispositivo medico

Classe II A

Codice GEF (SKU) 33895

EAN / GTIN 8023279338959

Confezione 1

Boccagli monouso di carta, sono adatti alla maggior parte delle marche di spirometri e picchi di flusso. I boccagli in carta sono confezionati singolarmente in un sacchetto trasparente. • Materiale: carta • Dimensioni (Ø int x Ø est x h): 3,03 x 3,3 cm • Adatti per adulti • Compatibile con: Sensormedics, Microcard

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

II A

CND

R9001

EAN / GTIN

8023279338959

CODICE GEF

33895



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697