



BOCCAGLIO diam 2,8x3 x h 6,5 cm

Dispositivo medico

Classe II A

Codice GEF (SKU) **33897**EAN / GTIN **8023279338973**Confezione **1**

Boccalgi monouso di carta adatti alla maggior parte delle marche di spirometri e misuratori di picco di flusso. Sono confezionati singolarmente in un sacchetto trasparente. • Materiale: carta • Dimensioni (Ø int x Ø est x h): 2,8 x 3 x 6,5 cm (adulto) • Da utilizzare con i codici: 33431, 33433, 33471-2, 33510, 33512-14, 33518-22, 33528-32, 33534 • Compatibile con: Micromedical Vitalograph, Mir Ferraris (Koko legend) Cardiette

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM
II ACND
R9001EAN / GTIN
8023279338973CODICE GEF
33897

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697