



BOCCAGLIO PER COSMED PONY

Dispositivo medico

Classe II A

Codice GEF (SKU) **33898**EAN / GTIN **8023279338980**Confezione **1**

Boccagli monouso di carta, adatti alla maggior parte delle marche di spirometri e misuratori di picco di flusso. Sono confezionati singolarmente in un sacchetto trasparente. • Materiale: carta • Dimensioni (Ø int x Ø est x h): 2,8 x 3,05 x 7 cm (adulti) • Compatibile con: Cosmed (modello Pony)

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM
II ACND
R9001EAN / GTIN
8023279338980CODICE GEF
33898

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697