



BOCCAGLIOGIMA PER SORIN LIFEWATCH, FUKUDA DENSHI

Dispositivo medico

Classe II A

Codice GEF (SKU) **33899**EAN / GTIN **8023279338997**Confezione **1**

Boccagli monouso di carta, sono adatti alla maggior parte delle marche di spirometri e picchi di flusso. I boccagli in carta sono confezionati singolarmente in un sacchetto trasparente. • Materiale: carta • Dimensioni (Ø int x Ø est x h): 2,42 x 2,6 cm • Adatti per adulti • Compatibile con: Sorin Lifewatch, Fukuda Denshi

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

II A

CND

R9001

EAN / GTIN

8023279338997

CODICE GEF

33899

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697