



FILTRO BATTERIOLOGICO+BOCCAGLIO per BTL, Sibel

Dispositivo medico

Classe II A

Codice GEF (SKU) **33902**EAN / GTIN **8023279339024**Confezione **1**

FILTRO ANTIBATTERICO - BOCCAGLIO Filtro monouso dalla forma anatomica, utile per prevenire contaminazioni batteriche e virali. Facile da utilizzare: da un lato si connette allo spirometro, dall'altro funge da boccaglio. Adatto alla maggior parte degli spirometri e dispositivi. Classe II A. Confezionato singolarmente in busta trasparente. Made in Italy. Misura - cm Ø int x est: 2,22x2,8
Compatibilità con Codici: - Compatibilità con Altri marchi: BTL, Sibel

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

II A

CND

R049001

EAN / GTIN

8023279339024

CODICE GEF

33902

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697