



Sonda 3,5 Mhz - Convex per Chison 8300

Codice GEF (SKU) 33904

Sonda tipo convex per ecografo digitale portatile (cod. 33900). - Metodo di scansione: convex - Frequenza principale: 3.5 - Multi frequenza a 4 stadi: 2.5/3.5/4.0/5.0 - Applicazione principale: addominale, ginecologia

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Sonda tipo convex per ecografo digitale portatile (cod. 33900).
- Metodo di scansione: convex
- Frequenza principale: 3.5
- Multi frequenza a 4 stadi: 2.5/3.5/4.0/5.0
- Applicazione principale: addominale, ginecologia

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CODICE GEF
33904



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697