




Sonda 7,5 Mhz - Lineare per Chison 8300

Codice GEF (SKU) 33905

Sonda tipo convex per ecografo digitale portatile (cod. 33900). -
Metodo di scansione: linear - Frequenza principale: 7.5 - Multi
frequenza a 4 stadi: 5.0/6.0/7.5/10 - Applicazione principale: micro
medicina, emetologia - Applicazione alternativa: seno, pediatria

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Sonda tipo convex per ecografo digitale portatile (cod. 33900).
- Metodo di scansione: linear
- Frequenza principale: 7.5
- Multi frequenza a 4 stadi: 5.0/6.0/7.5/10
- Applicazione principale: micro medicina, emetologia
- Applicazione alternativa: seno, pediatria

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CODICE GEF
33905



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697