



FILTRO BOCCAGLIO ANTIBATTERICO DI CARTONE BOFAP per Mir, Micromedical, Vitalograph,..

Dispositivo medico

Classe II A

Codice GEF (SKU) 33909

EAN / GTIN 8023279339093

Confezione 1

FILTRI ANTIBATTERICI BOFAP - monouso Ø int x est: 28 x 30 mm
Compatibile con: Micromedical, MIR, Vitalograph, Contec, Viasys (Per spirometri prodotti fino al 2021) BOFAP è un filtro brevettato antivirale e antibatterico realizzato in cartone per esami spirometrici. Combina la praticità del boccaglio con l'utilità del filtro. Riduce il rischio di contaminazione crociata tra pazienti e contribuisce a mantenere l'igiene dell'apparecchio. Una borsa di materiale filtrante è saldata all'interno del boccaglio per catturare una quantità di particolato pari a quella catturata dai filtri BV. Test di laboratorio hanno comprovato che viene eliminato fino al 99,99% di particolato di dimensioni fino a 0,2 micron. BOFAP è completamente riciclabile e riduce del 99% l'uso di plastica - rischio ridotto a costi inferiori rispetto ai filtri di plastica tradizionali - efficienza di filtrazione paragonabile a quella dei filtri di plastica (superiore al 99,99%) Ogni filtro è confezionato singolarmente ed etichettato in pellicola biodegradabile trasparente Made in Italy.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

II A

CND

R049001

EAN / GTIN

8023279339093

CODICE GEF

33909



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697