



FILTRO BOCCAGLIO ANTIBATTERICO DI CARTONE BOFAP per Cosmed

Dispositivo medico

Classe II A

Codice GEF (SKU) **33910**EAN / GTIN **8023279339109**Confezione **1**

FILTRI ANTIBATTERICI BOFAP - monouso Ø int x est: 28 x 30,5 mm
Compatibile con: Cosmed BOFAP è un filtro brevettato antivirale e antibatterico realizzato in cartone per esami spirometrici. Combina la praticità del boccaglio con l'utilità del filtro. Riduce il rischio di contaminazione crociata tra pazienti e contribuisce a mantenere l'igiene dell'apparecchio. Una borsa di materiale filtrante è saldata all'interno del boccaglio per catturare una quantità di particolato pari a quella catturata dai filtri BV. Test di laboratorio hanno comprovato che viene eliminato fino al 99,99% di particolato di dimensioni fino a 0,2 micron. BOFAP è completamente riciclabile e riduce del 99% l'uso di plastica - rischio ridotto a costi inferiori rispetto ai filtri di plastica tradizionali - efficienza di filtrazione paragonabile a quella dei filtri di plastica (superiore al 99,99%) Ogni filtro è confezionato singolarmente ed etichettato in pellicola biodegradabile trasparente Made in Italy.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM
II ACND
R049001EAN / GTIN
8023279339109CODICE GEF
33910

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697