



Ecografo Portatile Lineare Wireless Viatom

Dispositivo medico

Classe IIa

Codice GEF (SKU) 33931

EAN / GTIN 6970672750012

Confezione 1

ECOGRAFO PORTATILE LINEARE WIRELESS VIATOM

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Tipo di sonda: Lineare
- Intervallo frequenza: 7,5-10 MHz
- Profondità scansione: 20/40/60/100 mm
- Larghezza testina: 40 mm
- Doppler: B, B/M
- Durata batteria: 3~5 ore
- Tempo di ricarica: 2 ore
- Dimensioni: 15,6x6x2 cm
- Peso: 230 g
- Immagini
- Misurazione: Lunghezza, Area, Angolo, Freq. cardiaca, Ostetricia
- Formato: JPG, AVI, DICOM
- Frequenza fotogrammi: 18 fotogrammi/sec.
- Regolazione immagini: BGain, TGC, DYN, Focus, Depth, Harmonic, Denoise

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

Ila

CND

Z11040103

EAN / GTIN

6970672750012

CODICE GEF

33931



**ASSISTENZA E
DOCUMENTAZIONE**

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697

Scheda commerciale GEF Medica redatta su documentazione tecnica disponibile - verifica disponibilità e documentazione su gefmedica.it. Le specifiche possono variare; verificare IFU, etichetta e documentazione di conformità prima dell'utilizzo.

GEF Medica - GEF Company S.r.l. - Sede legale: Via Marzabotto 8/C, 51037 Montale (PT) - P.IVA 02024070472 - SDI M5UXCR1
info@gefmedica.it - Tel. 0573 1944697 - gefmedica.it