



ECOGRAFO PORTATILE LINEARE/CONVESSO DOPPIA TESTA WIRELESS VIATOM

Dispositivo medico

Classe II A

Codice GEF (SKU) **33932**

EAN / GTIN **6970672750050**

Confezione **1**

ECOGRAFI PORTATILI WIRELESS Scansione: • Lineare (VASCOLARE / MSK / PEDIATRIA / SENO / TIROIDE / CAROTIDI / ORGANI PICCOLI) - Intervallo frequenza (MHz): 7,5-10 • Convessa (POLMONI / ADDOME / CARDIOLOGIA / GINECOLOGIA / OSTETRICIA / UROLOGIA / RENI) - Intervallo frequenza (MHz): 3,5-5 Sonda lineare: Esame di organi superficiali quali seno, tiroide, linfonodi, ecc., e vasi sanguigni quali carotidi, arterie delle estremità superiori, arterie delle estremità inferiori e altri organi piccoli, esame apparato muscoloscheletrico. Sonda convessa: Scansione organi addominali e pelvici, scansione FAST, scansione effusioni pleuriche e ecografia polmoni. Ecografi portatili wireless di facile utilizzo, per consentire al medico di gestire i risultati dell'ecografia e condividerli con il paziente con l'apposito software, ovunque e in qualsiasi momento. Casi e referti possono essere salvati e stampati con un solo clic. L'elevata frequenza di fotogrammi al secondo consente di ottenere i minimi dettagli con la massima chiarezza, per una rapida diagnosi basata sulle immagini. - connessione wireless, compatibile con tablet e smartphone (iOS, Android) - batteria integrata sostituibile - supporto per la ricarica wireless - tecnologia digitale avanzata per immagini nitide - convenienza e facilità di trasporto - per ospedale, pronto soccorso, clinica, uso esterno - piattaforma terminale intelligente, potenti funzioni di espansione delle applicazioni, memorizzazione Ecografo doppia testa Testa lineare e testa convessa intercambiabili semplicemente rigirando il dispositivo. Modulo Wi-Fi indipendente integrato, che realizza la trasmissione immediata di immagini senza la rete esterna, riduce il ritardo della trasmissione dei dati e migliora la chiarezza delle immagini. Parametri di scansione (profondità, guadagno, potenza e colore) regolabili con una semplice e intuitiva interfaccia multi-tasti. Tutti i modelli hanno manuale GB, IT.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Tipo di sonda: Lineare / Convessa
- Intervallo frequenza: 7,5-10 MHz / 3,5-5 MHz
- Profondità scansione: 20/40/60/100 mm / 90/160/220/305 mm
- Larghezza testina: 40 mm / 45 mm
- Doppler: B, B/M, B+Colour, B+PDI, B+PW
- Durata batteria: = 2,5 ore
- Tempo di ricarica: 2 ore
- Dimensioni: 15,6x6x2 cm
- Peso: 260 g
- Immagini
- Misurazione: Lunghezza, Area, Angolo, Freq. cardiaca, Ostetricia
- Formato: JPG, AVI, DICOM
- Frequenza fotogrammi: 18 fotogrammi/sec.
- Regolazione immagini: BGain, TGC, DYN, Focus, Depth, Harmonic, Denoise

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

II A

CND

Z11040103

EAN / GTIN

6970672750050

CODICE GEF

33932



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697

Scheda commerciale GEF Medica redatta su documentazione tecnica disponibile - verifica disponibilità e documentazione su gefmedica.it. Le specifiche possono variare; verificare IFU, etichetta e documentazione di conformità prima dell'utilizzo.

GEF Medica - GEF Company S.r.l. - Sede legale: Via Marzabotto 8/C, 51037 Montale (PT) - P.IVA 02024070472 - SDI M5UXCR1
info@gefmedica.it - Tel. 0573 1944697 - gefmedica.it