

GEF Medica

Sonda Lineare 7,5 Mhz per Chison 600M Codice 33930/1

Codice GEF (SKU) **33933**

Sonda per ecografo portatile Chison 600M

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Sonda per ecografo portatile Chison 600M

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CODICE GEF
33933



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697