



# SONDA CONVEX 3,5 MHz per cod. 33965-6, 33877, 33882-3

Dispositivo medico

Classe II A

Codice GEF (SKU) 33953

EAN / GTIN 8023279339536

Confezione 1

SONDA CONVEX 3,5 MHz • Metodo di scansione: convex • Frequenza principale (MHz): 3.5 • Larghezza banda sonda QBit5 (MHz): 2-6,8 • Applicazione principale: addominale, ginecologia, urologia

## DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM  
**II A**CND  
**Z119080**EAN / GTIN  
**8023279339536**CODICE GEF  
**33953**

### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697