



STAMPANTE A COLORI SONY UP-D25 MD

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 33961

EAN / GTIN 8023279339611

Confezione 1

STAMPANTE A COLORI SONY UP-D25 MD - 21x9,8x39,8 cm
Stampante a sublimazione del colore per applicazioni medicali.
Produce stampe in formato A6 di alta qualità fotografica. Porta USB.
Incorpora due tipi di funzioni di regolazione del colore: RGB e HSV

DATI REGOLATORI - DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

Z110706

EAN / GTIN

8023279339611

CODICE GEF

33961



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica - verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su GEFMEDICA.IT
info@gefmedica.it - Tel. 0573 1944697