



## Sonda Cardiaca 3 Mhz per Cod. 33965-6

Codice GEF (SKU) 33963

PHENOL FREE: completamente privo di fenoli, garantisce la massima sicurezza all'utilizzatore Sonda per ecolordoppler Chison i8 (cod. 33965/66). • Metodo di scansione: cardiaco (phased array) • Frequenza (MHz) - Frequenza principale: 3.0 - Larghezza banda della sonda: 2.0 - 5.4 • Applicazione principale: cardiologia

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- PHENOL FREE: completamente privo di fenoli, garantisce la massima sicurezza all'utilizzatore Sonda per ecolordoppler Chison i8 (cod. 33965/66).
- Metodo di scansione: cardiaco (phased array)
- Frequenza (MHz) - Frequenza principale: 3.0 - Larghezza banda della sonda: 2.0 - 5.4
- Applicazione principale: cardiologia

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CODICE GEF  
33963



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](http://GEFMEDICA.IT)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697