



Sonda Micro Convex per Ecografo

Dispositivo medico

Classe II A

2 varianti

Codice GEF (SKU) **33964**EAN / GTIN **8023279339642**Confezione **1**

Sonda per doppler • Metodo di scansione: micro convex (BASIC CARDIAC) • Frequenza principale: 3.0 MHz • Larghezza banda sonda QBit5 (MHz): 2-6,8 • Applicazione principale: CARDIOLOGIA, PEDIATRIA

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	FREQUENZA	EAN	CONFEZIONE
33964	3 MHz	8023279339642	1
33956	6 MHz	8023279339567	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

II A

CND

Z1104018001

EAN / GTIN

8023279339642

CODICE GEF

33964

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697