



STAMPANTE GRAFICA IBRIDA SONY UP- X898MD

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) **33968**EAN / GTIN **5013493252165**Confezione **1**

Stampante in bianco e nero SONY UP-x898 MD, per ecografi della serie ECO (per ECO1 e ECO3EXP). Produce stampe di superba qualità in formato A6 in circa 2 secondi, con risoluzione 325 dpi e 256 livelli di grigi. Risponde sia al segnale video analogico che digitale. 110-240 V AC, 50/60 Dimensioni: 154 x 240 x h 88 mm per essere trasportata sui carrelli medici. Accessorio per: CHISON ECO 1 (cod. 33863) CHISON ECO 3EXP. (cod. 33864) CHISON 600M (cod. 33930) ECOCOLORDOPPLER QBit5 (cod. 33877) ECOCOLORDOPPLER i3 (cod. 33882) ECOCOLORDOPPLER i8 (cod. 33965) MINDRAY DP-10 (cod. 33970) MINDRAY DP-20 (cod. 33971) MINDRAY DP-50 (cod. 33973) MINDRAY DP-50 EXPERT (cod. 33992)

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

Z110706

EAN / GTIN

5013493252165

CODICE GEF

33968

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su GEFMEDICA.IT
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697