



Batteria Ricaricabile al Litio per Ecografo

2 varianti

Codice GEF (SKU) **33974**

EAN / GTIN **8023279339741**

Confezione **1**

Batterie lithium-ion rechargeable pour DP-20

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

| CODICE GEF / SKU | COMPATIBILITÀ | EAN | CONFEZIONE |
|------------------|---------------|---------------|------------|
| 33974 | per DP-20 | 8023279339741 | 1 |
| 33975 | per DP-50 | 8023279339758 | 1 |

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279339741

CODICE GEF

33974



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697