



SONDA CONVEX per DP-10, DP-20, DP- 2200, DP10Vet

Dispositivo medico

Classe II A

Codice GEF (SKU) 33976

EAN / GTIN 6944904054490

Confezione 1

Codice Mindray: 35C50EB Scansione principale: Convessa Frequenza principale: 3,5 MHz Larghezza banda sonda: 2,0 - 5,0 MHz

Applicazioni: Addominale, Ostetricia & Ginecologia, Urologia, Pediatria

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

II A

CND

Z1104018001

EAN / GTIN

6944904054490

CODICE GEF

33976



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su GEFMEDICA.IT
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697