



SONDA LINEARE per DP-10, DP-20, DP- 2200, DP10Vet

Dispositivo medico

Classe II A

Codice GEF (SKU) 33977

EAN / GTIN 6944904054452

Confezione 1

Codice Mindray: 75L38EB Scansione principale: Lineare Frequenza principale: 7,5 MHz Larghezza banda sonda: 5,0 - 10,0 MHz Applicazioni: Addominale, Piccole Parti, MSK, Vascolare, Pediatria, Ortopedia

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM
II ACND
Z1104018001EAN / GTIN
6944904054452CODICE GEF
33977

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su GEFMEDICA.IT
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697