



SONDA LINEAR ARRAY per DP-10, solo V1.0, DP-2200, DP- 6600

Dispositivo medico

Classe II A

Codice GEF (SKU) 33981

EAN / GTIN 8023279339819

Confezione 1

Sonda lineare 5-10 Hz. • Codice Mindray: 75L60EA • Metodo di scansione: Linear array • Freq. principale: 7.5 • Larg. banda della sonda: 5.0 - 10 • Applicazione principale: addominale, piccole parti, msk, vascolare, pediatria, ortopedia

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

II A

CND

Z1104018001

EAN / GTIN

8023279339819

CODICE GEF

33981

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697