



SONDA CONVEX per DP-30, DP-50, DP- 6600, Z5

Dispositivo medico

Classe II A

Codice GEF (SKU) 33982

EAN / GTIN 6944904001272

Confezione 1

Sonda Convex 3.5 MHz · Codice Mindray: 35C50EA · Metodo di scansione: Convex · Freq. principale: 3.5 · Larg. banda della sonda: 2.0 - 5

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM
II ACND
Z1104018001EAN / GTIN
6944904001272CODICE GEF
33982

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su GEFMEDICA.IT
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697