



SONDA LINEARE per DP-10, DP-20, DP-30, DP-50

Dispositivo medico

Classe II A

Codice GEF (SKU) **33983**

EAN / GTIN **6944904051567**

Confezione **1**

Codice Mindray: 75L53EA Scansione principale: Lineare Frequenza principale: 7,5 MHz Larghezza banda sonda: 5,0 - 10,0 MHz Applicazioni: Addominale, Piccole Parti, MSK, Vascolare, Pediatria, Intraoperatorio

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM
II A

CND
Z1104018001

EAN / GTIN
6944904051567

CODICE GEF
33983



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su GEFMEDICA.IT
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697