



## Nuovo Ecografo Mindray Dp-10

Dispositivo medico

Classe IIa

Codice GEF (SKU) 33989

EAN / GTIN 6944904030531

Confezione 1

NUOVO ECOGRAFO MINDRAY DP-10

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Dimensioni 16x29xh 35,4 cm
- Peso: 5,1 kg
- Display: LED 12,1 pollici, alta risoluzione 1024x768
- Lingue del display: GB, FR, DE, IT, ES, PT, RU, CZ, PL
- Alimentazione: AC100-240 V, 50-60 Hz

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

IIa

CND

Z11040104

EAN / GTIN

6944904030531

CODICE GEF

33989



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](http://GEFMEDICA.IT)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697