



Sonda Lineare per Ecografo

Dispositivo medico

Classe II A

2 varianti

Codice GEF (SKU) 33990

EAN / GTIN 8023279339901

Confezione 1

Sonda Linear array 10.0 MHz • Codice Mindray: 10L24EA • Metodo di scansione: Linear array • Freq. principale: 10.0 • Larg. banda della sonda: 8.0 - 14

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	COMPATIBILITÀ	EAN	CONFEZIONE
33990	DP-10, DP-50, Z5	8023279339901	1
34004	DP-30, DP-50, Z5	8023279340044	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

II A

CND

Z1104018001

EAN / GTIN

8023279339901

CODICE GEF

33990



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697