



ECOGRAFO CHISON ECO-3 VET

Codice GEF (SKU) **33995**

EAN / GTIN **8023279339956**

Confezione **1**

CHISON ECO3EXP. VET con 2 connettori per sonda, senza sonda - compatto e leggerissimo, facile da trasportare - schermo con tecnologia LED di nuova generazione; le immagini ultrabrillanti consentono una visualizzazione ottimale anche all'aperto - design ergonomico del monitor, rotazione di 30 gradi, regolabile - batteria a lunga durata fino a 2 ore, per un utilizzo all'aperto - ingrandimento immagine a schermo intero, migliore visualizzazione a distanza - flusso di lavoro lineare, facile da usare, 6 tasti rapidi per finalizzare il ciclo di diagnosi Modalità display e elaborazione immagini B, B/B, 4B, M, B/M, PW immagini multifrequenza Elaborazione immagini - immagini composte - trapezoidali - ottimizzazione immagine intelligente I-image - PW automatico - THI (Bilanciamento immagine tessuti) - SRA (Algoritmo riduzione macchia focale) - Chroma - sistema digitale beam-former - AIO (ottimizzazione immagine automatica) - visualizzazione a schermo intero Interfaccia utente - pannello di controllo pieghevole e tastiera alfanumerica - tastiera retroilluminata per una visibilità ottimale al buio - retroilluminazione interattiva - le luci di identificazione indicano i tasti attivi - 8 TGC per una regolazione semplice - manopola per regolare facilmente (tasti scelta rapida) - layout tastiera chiaro e intuitivo, veloce da memorizzare - impostazioni utente predefinite Flusso di lavoro lineare, un tasto per: - selezionare la funzione desiderata con impostazioni automatiche - ottimizzare l'immagine automaticamente (AIO) - Creare report - salvare il fermo immagine e il CINE loop - Misurare - stampare dal PC* (stampante laser o a inchiostro) o da stampante video Sistema di archiviazione EASYVIEW™ - archivio immagini sull'hard disk e su USB - 3 porte USB - diversi formati di immagine: BMP, JPG, DCM, CIN, AVI - cine review: auto, manuale (impostazione per autorevisione) per 2D, immagini M, PW - capacità di memoria cine (256 immagini/10s)

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Dimensioni e peso: 33,5x15,5xh 35 cm; 6 kg
- Schermo: LED 12", alta risoluzione 1.024x768
- Alimentazione: AC 100-240 V - 50/60 Hz
- Batteria Li-ion ricaricabile
- LINGUE - selezionabili dall'utente
- Software: GB, IT, FR, ES, DE, CZ, TR, CN, RU
- Manuale: GB, IT, FR a richiest

EAN / GTIN

8023279339956

CODICE GEF

33995



**ASSISTENZA E
DOCUMENTAZIONE**

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697

Scheda commerciale GEF Medica redatta su documentazione tecnica disponibile - verifica disponibilità e documentazione su gefmedica.it. Le specifiche possono variare; verificare IFU, etichetta e documentazione di conformità prima dell'utilizzo.

GEF Medica - GEF Company S.r.l. - Sede legale: Via Marzabotto 8/C, 51037 Montale (PT) - P.IVA 02024070472 - SDI M5UXCR1
info@gefmedica.it - Tel. **0573 1944697** - gefmedica.it