



SONDA MICRO CONVEX 6 MHz per ECO1/2/3/5/6

Dispositivo medico

Classe II A

Codice GEF (SKU) 33997

EAN / GTIN 8023279339970

Confezione 1

Sonda per ecografi portatili Chison: - Codice Chison: MC6-A - Metodo di scansione: Micro-convex - Frequenza principale: 6,0 MHz - Range di frequenze (MHz): 4,5 / 8,0 - Applicazioni: ADDOMINALE, PEDIATRIA

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM
II ACND
Z1104018001EAN / GTIN
8023279339970CODICE GEF
33997

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su GEFMEDICA.IT
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697