



SONDA CONVEX 3,5 MHz per ECO1/2/3/5/6

Dispositivo medico

Classe II A

Codice GEF (SKU) 33998

EAN / GTIN 8023279339987

Confezione 1

Sonda per ecografi portatili Chison - Codice Chison: C3-A - Metodo di scansione: Convex - Frequenza principale: 3,5 MHz - Range di frequenze (MHz): 2,5 / 5,0 - Applicazioni: ADDOMINALE, OST. & GIN, UROLOGIA, PEDIATRIA

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM
II ACND
Z1104018001EAN / GTIN
8023279339987CODICE GEF
33998

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697