



SONDA LINEARE 5,3-10 MHz per ECO1/2/3/5/6

Dispositivo medico

Classe II A

Codice GEF (SKU) 33999

EAN / GTIN 8023279339994

Confezione 1

Sonda per ecografi portatili Chison: - Codice Chison: L7M-A - Metodo di scansione: lineare (con traccia di 40 mm, sonda lineare generale) - Frequenza principale: 7,5 MHz - Range di frequenze (MHz): 5,3-10,0 - Applicazioni: Piccole parti, MSK, vascolare, pediatria, ortopedia

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM
II ACND
Z1104018001EAN / GTIN
8023279339994CODICE GEF
33999

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697