



SONDA VET TRANS-RETTALE 5,0-10 MHz CHISON per ECO1/2/3/5/6

Codice GEF (SKU) **34000**
EAN / GTIN **8023279340006**
Confezione **1**

Sonda Trans-rettale CHISON, frequenza principale 7,5 MHz, per macchine ultrasuoni portatili della serie ECO VET. - Codice Chison: L7V-A - Metodo di scansione: Trans-rettale - Frequenza principale: 7.5 MHz - Range di frequenze (MHz): 5,3 - 10,0 - Applicazioni: OVINI, EQUINI E BOVINI Compatibile con: - CHISON ECO 1 VET (cod. 33994) - CHISON ECO 3EXP. VET (cod. 33995) - CHISON ECO 5 VET (cod. 34008)

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN
8023279340006

CODICE GEF
34000



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697