



SONDA LINEARE per DP-30, DP-50, Z5

Dispositivo medico

Classe II A

Codice GEF (SKU) 34004

EAN / GTIN 8023279340044

Confezione 1

Sonda Lineare 7,5 MHz · Codice Mindray: 75L38EA · Metodo di scansione: Lineare · Freq. principale: 7,5 · Larg. banda della sonda: 5,0 - 10,0

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

II A

CND

Z1104018001

EAN / GTIN

8023279340044

CODICE GEF

34004



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697