



# Respiratore Elettronico Spencer 170

Codice GEF (SKU) 34006

EAN / GTIN 8023279340068

RESPIRATORE ELETTRONICO SPENCER 170 NXT Respiratori polmonari elettronici per la ventilazione non invasiva di adulti e pazienti pediatrici. - leva di selezione per la protezione contro l'attivazione a

## CARATTERISTICHE TECNICHE

- RESPIRATORE ELETTRONICO SPENCER 170 NXT Respiratori polmonari elettronici per la ventilazione non invasiva di adulti e pazienti pediatrici. - leva di selezione per la protezione contro l'attivazione accidentale dell'AIR mix - colore del manometro codificato per una facile identificazione della gamma pressione - posizionamento di porte di ingresso e di uscita sul lato del dispositivo, rendono più facile collegare e scollegare e offrono maggiore protezione agli elementi collegati al dispositivo - manopole di controllo su sfondo ad alto contrasto per una migliore identificazione dei valori impostati - telaio compatto e leggero in alluminio - la posizione e la forma delle manopole di regolazione permette l'impostazione dei parametri più facilmente e in tutte le condizioni operative - rapporto I/E costante - allarmi per il monitoraggio e la gestione dei dispositivi di ventilazione Produzione italiana.

## DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

**8023279340068**

CODICE GEF

**34006**



### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](http://GEFMEDICA.IT)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697