




## Respiratore Elettronico Spencer Kompak 170

Codice GEF (SKU) 34007

EAN / GTIN 8023279340075

RESPIRATORE ELETTRONICO SPENCER 170 NXT KOMPAK

Respiratore Kompak con valigetta: la valigetta contiene il respiratore 170 NTX e la bombola di ossigeno con regolatore della pressione, pronta all'uso. R

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- RESPIRATORE ELETTRONICO SPENCER 170 NXT KOMPAK Respiratore Kompak con valigetta: la valigetta contiene il respiratore 170 NTX e la bombola di ossigeno con regolatore della pressione, pronta all'uso. Respiratori polmonari elettronici per la ventilazione non invasiva di adulti e pazienti pediatrici. - leva di selezione per la protezione contro l'attivazione accidentale dell'AIR mix - colore del manometro codificato per una facile identificazione della gamma pressione - posizionamento di porte di ingresso e di uscita sul lato del dispositivo, rendono più facile collegare e scollegare e offrono maggiore protezione agli elementi collegati al dispositivo - manopole di controllo su sfondo ad alto contrasto per una migliore identificazione dei valori impostati - telaio compatto e leggero in alluminio - la posizione e la forma delle manopole di regolazione permette l'impostazione dei parametri più facilmente e in tutte le condizioni operative - rapporto I/E costante - allarmi per il monitoraggio e la gestione dei dispositivi di ventilazione Produzione italiana.

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279340075

CODICE GEF

34007



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su **GEFMEDICA.IT**  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697