



ECOGRAFO ECO-5 VET

Codice GEF (SKU) 34008

EAN / GTIN 8023279340082

Confezione 1

CHISON ECO5 VET Colour Doppler schermo LED a colori alta risoluzione 12", memoria 8G alta velocità, 3 porte USB, 2 connettori per sonde, sistema di archiviazione EASYVIEW™, senza sonda. Modello imaging: B, B/B, 4B, B/M, M, CFM, PW Elaborazione immagini: - MCI (Multicomposizione immagine) - trapezoidale - ottimizzazione immagine intelligente i-image - PW automatico - THI (bilanciamento immagine tessuti) - Chroma - SRA (Algoritmo riduzione macchia focale) - modalità schermo intero - sistema digitale beam-former - AIO (ottimizzatore immagine automatica) Ulteriori caratteristiche come ECO3EXP.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Dimensioni: 33,5 x 15,5 x h 35 cm
- Peso: 6,5kg
- Schermo: 12" LED a colori alta risoluzione 1.024x768
- Alimentazione: - AC 100-240 V, 50-60 Hz - Batteria Li-ion ricaricabile

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279340082

CODICE GEF

34008



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697