



Respiratore Elettronico Spencer 190

Codice GEF (SKU) 34009

EAN / GTIN 8023279340099

RESPIRATORE ELETTRONICO SPENCER 190 NXT Respiratori polmonari elettronici per la ventilazione non invasiva di adulti e pazienti pediatrici. - leva di selezione per la protezione contro l'attivazione a

CARATTERISTICHE TECNICHE

- RESPIRATORE ELETTRONICO SPENCER 190 NXT Respiratori polmonari elettronici per la ventilazione non invasiva di adulti e pazienti pediatrici. - leva di selezione per la protezione contro l'attivazione accidentale dell'AIR mix - colore del manometro codificato per una facile identificazione della gamma pressione - posizionamento di porte di ingresso e di uscita sul lato del dispositivo, rendono più facile collegare e scollegare e offrono maggiore protezione agli elementi collegati al dispositivo - manopole di controllo su sfondo ad alto contrasto per una migliore identificazione dei valori impostati - telaio compatto e leggero in alluminio - la posizione e la forma delle manopole di regolazione permette l'impostazione dei parametri più facilmente e in tutte le condizioni operative - rapporto I/E costante - allarmi per il monitoraggio e la gestione dei dispositivi di ventilazione
- Caratteristiche respiratore 190 NXT: - led per il monitoraggio della respirazione - tre modalità di ventilazione - CMV: l'insufflazione obbligatoria viene avviata in base ai parametri impostati - TVM: l'insufflazione viene avviata secondo i parametri impostati solo se attivato dal paziente - AC/AV. assicura l'avvio dell'insufflazione a intervalli determinati da parametri impostati a meno che non venga avviata da un evento precedente attivato del paziente. Produzione italiana.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279340099

CODICE GEF

34009



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su GEFMEDICA.IT
 info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697