



## CINTURA fibbia in plastica

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 34010

EAN / GTIN 8023279340105

Confezione 1

Cinture immobilizzazione per barelle e tavole spinali Tipologia: Cintura-  
A Colore: Rosso Misure: 5 x 213 cm Portata max: 60 Kg Tipo di fibbia:  
Chiusura snap in plastica

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

V0880

EAN / GTIN

8023279340105

CODICE GEF

34010



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697