



Set da 3 Cinture - Tipo B - Arancioni

Codice GEF (SKU) 34014

Set di 3 cinture regolabili con sacca - Dimensioni: 5 x 274 cm - Carico massimo: 60 kg - Tipo di fibbia: 2 clip oscillanti + chiusura snap in plastica - Da usare con: tavole spinali

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Set di 3 cinture regolabili con sacca
- Dimensioni: 5 x 274 cm
- Carico massimo: 60 kg
- Tipo di fibbia: 2 clip oscillanti + chiusura snap in plastica
- Da usare con: tavole spinali

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CODICE GEF
34014



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697