

GEF Medica

Ventilatore Automatico Spencer 118 Nxt Kompakt

Codice GEF (SKU) 34017

Respiratore polmonare pneumatico per la ventilazione non invasiva di pazienti adulti e pediatrici. La modalità di operazione pneumatica consente una significativa riduzione dei costi di manutenzione, connessi con i requisiti elettrici e le norme di sicurezza. Totale assenza di rischi di scosse elettriche generate dal dispositivo. Protezioni contro accensioni accidentali e leve AIR MIX. Colore codificato del manovacuometro per una visualizzazione immediata della pressione nel circuito paziente. Il posizionamento laterale di ingresso ed uscita dei gas medicali, rende la connessione e lo scollegamento facile e offre una maggiore protezione per gli elementi collegati al dispositivo. Sfondo della regolazione delle manopole ad alto contrasto che consente una migliore identificazione delle impostazioni. Telaio compatto e leggero in alluminio. Posizionamento e forma delle manopole di regolazione che facilitano l'impostazione dei parametri di ventilazione in tutte le condizioni operative. Il rapporto I/E non costante rende la gestione della ventilazione più versatile. La presenza di un'unica modalità di ventilazione lo rende semplice e facile da usare. Fornito con sistema di allarme richiesto dagli standard EN 794-3. Dispositivo di classe medica II B. Dispositivo secondo le Dir.93/42/CEE. Produzione italiana. Respiratore Kompak con valigetta. La valigetta contiene il ventilatore e la bombola di ossigeno con regolatore della pressione, pronta all'uso.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Respiratore polmonare pneumatico per la ventilazione non invasiva di pazienti adulti e pediatrici.
- La modalità di operazione pneumatica consente una significativa riduzione dei costi di manutenzione, connessi con i requisiti elettrici e le norme di sicurezza.
- Totale assenza di rischi di scosse elettriche generate dal dispositivo.
- Protezioni contro accensioni accidentali e leve AIR MIX.
- Colore codificato del manovacuumetro per una visualizzazione immediata della pressione nel circuito paziente.
- Il posizionamento laterale di ingresso ed uscita dei gas medicali, rende la connessione e lo scollegamento facile e offre una maggiore protezione per gli elementi collegati al dispositivo. Sfondo della regolazione delle manopole ad alto contrasto che consente una migliore identificazione delle impostazioni.
- Telaio compatto e leggero in alluminio.
- Posizionamento e forma delle manopole di regolazione che facilitano l'impostazione dei parametri di ventilazione in tutte le condizioni operative.
- Il rapporto I/E non costante rende la gestione della ventilazione più versatile.
- La presenza di un'unica modalità di ventilazione lo rende semplice e facile da usare.
- Fornito con sistema di allarme richiesto dagli standard EN 794-3.
- Dispositivo di classe medica II B. Dispositivo secondo le Dir.93/42/CEE.
- Produzione italiana.
- Respiratore Kompak con valigetta.
- La valigetta contiene il ventilatore e la bombola di ossigeno con regolatore della pressione, pronta all'uso.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CODICE GEF
34017



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697

Scheda commerciale GEF Medica redatta su documentazione tecnica disponibile - verifica disponibilità e documentazione su gefmedica.it. Le specifiche possono variare; verificare IFU, etichetta e documentazione di conformità prima dell'utilizzo.

GEF Medica - GEF Company S.r.l. - Sede legale: Via Marzabotto 8/C, 51037 Montale (PT) - P.IVA 02024070472 - SDI M5UXCR1
info@gefmedica.it - Tel. 0573 1944697 - gefmedica.it