



Fermacapo Pediatrico

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 34024

EAN / GTIN 8023279340242

Confezione 1

Quattro modelli di fermacapo, in forme, materiali e colori differenti. • Tipo: PEDIATRICO • Colore: Nero • Materiale: Polietilene Tutti gli articoli sono formati da 2 blocchi testa e due fasce. Prevengono qualsiasi movimento della testa della persona ferita durante il trasporto. Materiale radiotrasparente adatto per camera a raggi x

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

V0899

EAN / GTIN

8023279340242

CODICE GEF

34024



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697