




Immobilizzatore Spinale

Dispositivo medico

Classe I

2 varianti

Codice GEF (SKU) 34032

EAN / GTIN 6974442059138

Confezione 1

IMMOBILIZZATORE SPINALE - Adulti M (altezza 150-175 cm)

Bloccano il paziente avvolgendolo in modo idoneo in caso di lesioni alle coste. Le cinghie, disponibili in colori differenti, possono essere fissate rapidamente. Fibbie in nylon e cinture di sicurezza. È consigliabile che, in caso di utilizzo con un fissaggio per il collo, il paziente sia collocato in posizione seduta prima di essere trasferito a una barella in PE. Cinghia frontale per fissare la testa e cinghia di sicurezza per bloccare il mento. Portata max.: 175 kg. Peso: 3 kg. Dim. immobilizzatore aperto: 79x82 cm.

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	MODELLO	EAN	CONFEZIONE
34032	M	6974442059138	1
34062	L	6974442059299	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

M03050201

EAN / GTIN

6974442059138

CODICE GEF

34032



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697