



## Tubo per Ventilatore

Dispositivo medico

Classe IIa

Codice GEF (SKU) 34035

EAN / GTIN 8023279340358

Confezione 1

Tubo da 117 cm per respiratore elettronico SPENCER • Cod. 34006  
RESPIRATORE ELETTRONICO SPENCER 170 NXT • Cod. 34007  
RESPIRATORE ELETTRONICO SPENCER 170 NXT KOMPAK • Cod.  
34009 RESPIRATORE ELETTRONICO SPENCER 190 NXT • Cod.  
34016 RESPIRATORE AUTOMATICO SPENCER 118 NXT • Cod. 34017  
RESPIRATORE AUTOMATICO SPENCER 118 NXT KOMPAK

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

IIa

CND

R02010199

EAN / GTIN

8023279340358

CODICE GEF

34035



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
[info@gefmedica.it](mailto:info@gefmedica.it) · Tel. 0573  
1944697