



Circuito Paziente (valvola + Tubo)

Codice GEF (SKU) **34036**

EAN / GTIN **8023279340365**

Circuito paziente (valvola + tubo ondulato) per respiratore elettronico SPENCER • Cod. 34006 RESPIRATORE ELETTRONICO SPENCER 170 NXT • Cod. 34007 RESPIRATORE ELETTRONICO SPENCER 170 NXT KOMPAK • Cod.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Circuito paziente (valvola + tubo ondulato) per respiratore elettronico SPENCER
- Cod. 34006 RESPIRATORE ELETTRONICO SPENCER 170 NXT
- Cod. 34007 RESPIRATORE ELETTRONICO SPENCER 170 NXT KOMPAK
- Cod. 34009 RESPIRATORE ELETTRONICO SPENCER 190 NXT

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279340365

CODICE GEF

34036



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697