



## AMBU MAN ADVANCED

Codice GEF (SKU) **34040**

EAN / GTIN **5707480133857**

Confezione **1**

Manichino professionale progettato per soddisfare tutte le necessità di training ALS (Advanced Life Support). Si basa sull'algorithm: Gestione delle vie aeree, simulazione ECG, defibrillazione e formazione nelle tecniche di accesso venoso. Tecnologia Wireless Ambu integrata: Ambu Manikin Management Module, basato su browser, permette il controllo, la documentazione e il monitoraggio wireless delle prestazioni degli studenti tramite l'interfaccia centrale, dove si trovano tutti i dati e le informazioni: profondità di compressione, posizione corretta delle mani, volume di ventilazione, insufflazione dello stomaco. Training con scenari personalizzati: l'interfaccia utente intuitiva permette di creare scenari personalizzati facili e veloci e adattarli ai diversi corsi, in base alle esigenze degli istruttori e alle linee guida ERC / AHA. I parametri RCP e gli eventi manuali sono documentati via wireless e inclusi nella valutazione e nel debriefing. Valutazione individuale degli studenti in training di gruppo: maggiore efficienza, ogni partecipante riceve il proprio risultato personale (fino a quattro partecipanti).

## CARATTERISTICHE TECNICHE

- Ventilazione bocca-bocca: NO
- Ventilazione bocca-naso: NO
- Ventilazione con pallone rianimatore: SI
- Uso di cannule Guedel: SI
- Gestione vie aeree: tubo ET/laringeo, maschera laringea, altri presidi sovraglottici: SI
- Manovra di spinta della mandibola: SI
- Insufflazione gastrica: SI
- Sistema igienico Ambu: NO
- Set facciale (sistema igienico Ambu): NO
- Compressione toracica: SI
- Max profondità compressione: 7 cm
- Max insufflazione: 1,2 litri
- Visualizzazione posizione delle mani: SI
- Rigidità toracica regolabile infinitamente: SI
- Polso: elettrico
- Posizionamento elettrodi defibrillatore: SI
- Defibrillazione: SI
- Accesso venoso (necessario IV Trainer 34041): opzionale
- Software RCP Wireless: SI
- Schermo ECG: SI
- Borsa per il trasporto: SI
- Peso: 13,3 Kg

## DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

**5707480133857**

CODICE GEF

**34040**



### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697

Scheda commerciale GEF Medica redatta su documentazione tecnica disponibile - verifica disponibilità e documentazione su [gefmedica.it](https://www.gefmedica.it). Le specifiche possono variare; verificare IFU, etichetta e documentazione di conformità prima dell'utilizzo.

GEF Medica - GEF Company S.r.l. - Sede legale: Via Marzabotto 8/C, 51037 Montale (PT) - P.IVA 02024070472 - SDI M5UXCR1  
[info@gefmedica.it](mailto:info@gefmedica.it) - Tel. 0573 1944697 - [gefmedica.it](https://www.gefmedica.it)