



MANICHINO AMBU MAN BASIC

Codice GEF (SKU) **34047**

EAN / GTIN **5707480132621**

Confezione **1**

Manichino economico e affidabile progettato per soddisfare i requisiti dell'algoritmo di formazione BLS. La forma chiusa del torso con tutti i riferimenti anatomici precisi consente agli studenti di apprendere ed esercitarsi nell'utilizzo dei Defibrillatori semiautomatici (DAE) e nel posizionamento dei relativi elettrodi. Permette un training ottimale della compressione toracica e della ventilazione, con resistenza realistica ed espirazione attraverso bocca e naso. Il sistema igienico unico previene la contaminazione crociata. La corretta profondità di compressione e il volume di ventilazione necessario possono essere monitorati mediante l'indicatore sul manichino. Ventilazione realistica: gli studenti percepiscono la resistenza realistica delle vie aeree e il torace si alza quando la testa è correttamente inclinata e l'aria entra nel manichino. Dimensioni: 70x37 cm.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Ventilazione bocca-bocca: SI
- Ventilazione bocca-naso: SI
- Ventilazione con pallone rianimatore: SI
- Uso di cannule Guedel: NO
- Gestione vie aeree: tubo ET/laringeo, maschera laringea, altri presidi sovraglottici: NO
- Manovra di spinta della mandibola: SI
- Insufflazione gastrica: NO
- Sistema igienico Ambu: SI
- Sacchetto monouso (sistema igienico Ambu): 25
- Set facciale (sistema igienico Ambu): SI
- Compressione toracica: SI
- Max profondità compressione: 7,5 cm
- Max insufflazione: 1,2 litri
- Visualizzazione posizione delle mani: SI
- Rigidità toracica regolabile infinitamente: NO
- Polso: NO
- Posizionamento elettrodi defibrillatore: SI
- Defibrillazione: NO
- Accesso venoso (necessario IV Trainer 34041): NO
- Software RCP Wireless: NO
- Schermo ECG: NO
- Borsa per il trasporto: SI
- Peso: 6,0 Kg

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

5707480132621

CODICE GEF

34047



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697

Scheda commerciale GEF Medica redatta su documentazione tecnica disponibile - verifica disponibilità e documentazione su gefmedica.it. Le specifiche possono variare; verificare IFU, etichetta e documentazione di conformità prima dell'utilizzo.

GEF Medica - GEF Company S.r.l. - Sede legale: Via Marzabotto 8/C, 51037 Montale (PT) - P.IVA 02024070472 - SDI M5UXCR1
info@gefmedica.it - Tel. 0573 1944697 - gefmedica.it