



Barella Caricamento Automatico

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 34055

EAN / GTIN 8023279340556

Confezione 1

Barella che può essere condotta da un solo operatore, facile da estrarre e introdurre in autoambulanza. Dotata di sistema per l'apertura automatica delle gambe delle barelle in uscita dal veicolo e il ripiegamento di quelle anteriori in entrata. Sistema di fissaggio in autoambulanza. Le gambe sono ricoperte di uno strato di polietilene per facilitare il caricamento in ambulanza. Fornita completa di sponde, materasso, cinghie, asta portaflebo e sistema di fissaggio.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Misura: - 193 x 60 x 88 cm max - 193 x 60 x 21 cm min
- Dimensione imballo: 195 x 61 x 26 cm
- Peso: 40 kg
- Portata: 159 kg

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

V0899

EAN / GTIN

8023279340556

CODICE GEF

34055



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697