



Barella Carrozzina Multiposizione

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 34057

EAN / GTIN 8023279340570

Confezione 1

BARELLA AUTOCARICANTE MULTIPOSIZIONE - SEDIA A ROTELLE

Barella automatica multifunzionale dal design unico, regolabile in posizioni diverse per qualsiasi situazione di emergenza, anche in situazioni difficili. Fissaggio anteriore e posteriore per bloccare la barella in ambulanza nella posizione desiderata. La parte superiore può diventare una sedia a rotelle. La barella è regolabile a 6 livelli e inclinabile avanti e indietro secondo la necessità. Quando è piegata in avanti, lo schienale è sostenuto da molle pneumatiche fisse che permettono il controllo dell'inclinazione da 0 a 60 gradi. Materasso, cinghie, sponde, asta portaflebo e sistema di fissaggio sono inclusi.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Dimensione max (LxPxH): 198x56x89 cm
- Dimensione min (LxPxH): 198x56x33 cm
- Dimensione imballo: 199x58x35 cm
- Portata: 159 kg
- Peso netto, peso lordo: 40 kg, 46 kg
- Inclinazione max in avanti/all'indietro: 0-90 gradi
- Regolazioni altezza (4 livelli): 93 cm - 82 cm - 70 cm - 35 cm

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

V0899

EAN / GTIN

8023279340570

CODICE GEF

34057



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697