



Sedia Portantina

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 34058

EAN / GTIN 8023279340587

Confezione 1

SEDIA PORTANTINA - arancione/cromata Progettata e costruita per l'allontanamento in emergenza dei pazienti da spazi ristretti. Ripiegata, può essere posta a bordo della maggior parte delle ambulanze.

Costruita in acciaio cromato con freni sulle ruote anteriori. La copertura della seduta è in nylon rivestito in vinile, facilmente lavabile. Si ripiega in un solo movimento ed è dotata di due cinture a sgancio rapido per immobilizzare il paziente.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Altezza (sedia aperta/chiusa): 98/78 cm
- Larghezza: 41 cm
- Profondità con le impugnature estese: aperte 80 cm
- Profondità con le impugnature ripiegate: chiuse 31 cm
- Peso: 12 kg
- Portata: 116 kg

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

V9099

EAN / GTIN

8023279340587

CODICE GEF

34058



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697