



## Barella A Sedia Portantina 2 Ruote

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 34060

EAN / GTIN 8034028012693

Confezione 1

Particolarmente adatte per il trasporto dei pazienti nei posti più disagiati come scale, corridoi, ascensori e dove lo spazio è limitato. Costruite in alluminio leggero con telo in nylon arancione impermeabile. Dotate di 2 ruote posteriori fisse Ø 12 cm, 2 maniglie posteriori e 4 maniglie anteriori, 2 regolabili 30 cm. Facilitano il trasporto su terreni lisci. 2 cinture a sgancio rapido immobilizzano il paziente durante il trasporto. Bloccaggio di sicurezza automatico.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Dimensioni da piegata: 91 x 52 x 19,5 cm
- Misura aperta: 91 x 52 x 71 cm
- Dimensione sedia:
- altezza schienale: 91 cm - larghezza: 52 cm
- altezza seduta: 48 cm - larghezza: 52 cm
- Capacità: 150 kg
- Peso: 8,5 kg

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

V0899

EAN / GTIN

8034028012693

CODICE GEF

34060



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697