



Barella A Sedia Skid

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 34061

EAN / GTIN 8023279340617

Confezione 1

SEDIA PORTANTINA SKID - con slitte autofrenanti Sedia da evacuazione ultracompatta, dotata di un innovativo telaio in alluminio e di un forcellone a traliccio tubolare. I materiali e i componenti innovativi la rendono ultraleggera e maneggevole, per prestazioni ottimali in qualsiasi situazione. La comodità è accentuata dai braccioli reclinabili. L'innovativo sistema di slitte autofrenanti consente all'operatore un controllo perfetto durante la discesa delle scale. Costruita in alluminio saldato e lucidato.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Altezza (sedia aperta/chiusa): 154/104 cm
- Larghezza: 52 cm
- Profondità con le impugnature estese:
- Profondità con le impugnature ripiegate:
- Peso: 11 kg
- Portata: 150 kg

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM
ICND
V0899EAN / GTIN
8023279340617CODICE GEF
34061

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697